


ticare

TISSUE CARE PHILOSOPHY

inhex

LINEA DE IMPLANTES



Guía de torques

		MINI	STD	MAXI
Tornillos de cierre		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos de cicatrización		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Postes de impresión		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Pilares definitivos		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Tornillo para pilar cónico		15 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Pilares personalizados		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm

Bio-CAM
ticare



inhex

Restauraciones plataforma MINI

IMPLANTES



3,3 mm

23203310 10 mm
23203311 11,5 mm
23203313 13 mm
23203315 15 mm

TORNILLO DE CICATRIZACIÓN



23203325

TORNILLO CICATRIZACIÓN



23203320 2 mm
23203330 3 mm
23203340 4 mm

POSTES DE IMPRESIÓN

[Cubeta abierta]



23203303 Estándar



23235504 Corto L=14mm
23235502 Largo L=20mm
23235505 Encerado L=29



[Cubeta cerrada]

23203324 Corto
23203334 Largo

SCANBODY



[Directo a implante]

41236001

ATORNILLADAS

UNITARIAS



Bio-CAM
ticare



INTERFASE DE TITANIO

[Hex]

23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm

ATORNILLADAS

MÚLTIPLES

PILARES CÓNICOS

[No Hex]



23201031 10° 1 mm
23201032 10° 2 mm
23201033 10° 3 mm

ELEMENTOS



13203313 Poste de impresión



41146000 Scanbody



13203310 Tapa



13205551 Análogo



41005541 Análogo digital



13209233 Cilindro titanio



13209133 Cilindro calcinable

CEMENTEDAS

PILARES



Bio-CAM
ticare

FIJO

[Hex]

23207031 1 mm
23207032 2 mm
23207033 3 mm

ANGULADO

[Hex]

23231015 15° 2 mm
23231020 20° 2 mm

INTERFASE DE TITANIO

[Hex]

23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm

TEMPORALES

PILARES

FIJO



[Hex]
23232110 2 mm

ANÁLOGO



23205541

ANÁLOGO DIGITAL



41235541

TORNILLOS DE RETENCIÓN



23232526 Tornillo hexagonal



232310151 Tornillo de pilar angulado



13202528 Tornillo para prótesis pilar cónico

MINI

Restauraciones plataforma STD

IMPLANTES

STD 3,75 mm



23203708 8 mm
23203710 10 mm
23203711 11,5 mm
23203713 13 mm
23203715 15 mm



quattro
25203708 8 mm
25203710 10 mm
25203711 11,5 mm
25203713 13 mm
25203715 15 mm

STD 4,25 mm



23204206 6 mm **Novedad**
23204208 8 mm
23204210 10 mm
23204211 11,5 mm
23204213 13 mm
23204215 15 mm



quattro
25204208 8 mm
25204210 10 mm
25204211 11,5 mm
25204213 13 mm
25204215 15 mm

TORNILLO DE CIERRE



23205001

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



Ø 4

23204820 2 mm
23204830 3 mm
23204840 4 mm
23204850 5 mm
23204860 6 mm
23204870 7 mm



Ø 5

23206036 3 mm
23206046 4 mm
23206056 5 mm
23206066 6 mm
23206076 7 mm



Ø 6

Estético

23206030 3 mm
23206040 4 mm
23206050 5 mm
23206060 6 mm
23206070 7 mm

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]

23205503 Estándar
23205506 Estético
23205403 Largo



23205504 Corto L=14mm
23205502 Largo L=20mm
23205505 Encerado L=29 mm



[Cubeta cerrada]

23203724 Corto
23203734 Largo

SCANBODY



41236002

UNITARIAS



Bio-CAM
ticare

INTERFASE DE TITANIO

[Hex]



13207905 0,5 mm
13207910 1 mm
13207920 2 mm
13207930 3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex]



23207990 0,5 mm
23207991 1 mm
23207992 2 mm
23207993 3 mm
23207994 4 mm

13207999 Scanbodies (3 unidades)

MÚLTIPLES

CÓNICO

[Hex]



23201000 10° 0 mm
23201001 10° 1 mm
23201002 10° 2 mm
23201003 10° 3 mm
23201004 10° 4 mm
23201005 10° 5 mm



23203001 30° 1 mm
23203002 30° 2 mm
23203003 30° 3 mm
23203004 30° 4 mm
23203005 30° 5 mm

CILINDROS

[Rotatorio]



13209151 10° Calcinable
13209153 30° Calcinable
[No rotatorio]
13209152 10° Calcinable

[Rotatorio]



13209251 10° Titanio
13209253 30° Titanio
[No rotatorio]
13209252 10° Titanio

CILINDROS TEMPORALES

[Rotatorio]



13206110 10°
13206130 30°

INTERFASES

[Rotatorio]



13207902 Interfase 10°
13207953 Interfase 30°
[No rotatorio]
13207952 Interfase 10°

ELEMENTOS

Cubeta cerrada

[Rotatorio]



13205613 Poste de impresión 10°
13205630 Poste de impresión 30°

Cubeta abierta

[No rotatorio]

13205213 Poste de impresión 10°

[Rotatorio]

13205513 Poste de impresión 10°
13205530 Poste de impresión 30°



41146004 Scanbody 10°
41146005 Scanbody 30°



13201000 Tapa 10°
13201300 Tapa 30°



13205511 Análogo 10°
13203511 Análogo 30°
41005511 Análogo digital 10°
41003511 Análogo digital 30°

ANGULADO

[No rotatorio]



23201720 17° 2 mm
23201730 17° 3 mm
23201740 17° 4 mm



23203030 30° 3 mm
23203040 30° 4 mm
23203050 30° 5 mm

CÓNICO ANGULADO

[Rotatorio]



13201751 Calcinable

[Rotatorio]



13209117 Titanio

CILINDROS TEMPORALES

[Rotatorio]



13206710 Titanio

[Rotatorio]



13205710 Calcinable

INTERFASE

[Rotatorio]



13207917 Interfase

ELEMENTOS



13201017 Tapa



13205217 Poste de impresión



13205117 Análogo



41146006 Scanbody



41145117 Análogo digital

CEMENTADAS


PILARES



Bio-CAM
ticare


FIJO

[Hex]



23207000 0 mm Ø 4
23207010 1 mm
23207012 2 mm
23207013 3 mm
23207014 4 mm


[Hex]



23207613 3 mm Ø 5
23207614 4 mm

Estético


[Hex]



23207513 3 mm Ø 6
23207514 4 mm


ANGULADO

[Hex]



23201015 15° 1 mm Ø 4
23201315 15° 3 mm
23201515 15° 5 mm
23201020 20° 1 mm
23201320 20° 3 mm
23201520 20° 5 mm


[Hex]



23206015 15° 1 mm Ø 5
23206315 15° 3 mm
23206515 15° 5 mm
23206020 20° 1 mm
23206320 20° 3 mm
23206520 20° 5 mm

INTERFASE DE TITANIO


[Hex]



23207905 0,5 mm
23207910 1 mm
23207920 2 mm
23207930 3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex]



23207990 0,5 mm
23207991 1 mm
23207992 2 mm
23207993 3 mm
23207994 4 mm
13207999 Scanbodies
(3 unidades)

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA



23208610 1 mm
23208620 2 mm
23208630 3 mm
23208640 4 mm
23208650 5 mm



* Retención de teflón incluida. Ref 13208600

LOCATOR®



232086810 1 mm
232086820 2 mm
232086830 3 mm
232086840 4 mm
232086850 5 mm

ELEMENTOS LOCATOR



19008519 Pack de procesado



19008505 Poste de impresión
Locator® (4 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL



41235501

ANÁLOGOS



23205501 Implante



23285501 Análogo llave
prótesis



13205521 Pilar de bola



19008530 Locator®
(2 unidades)

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[Hex]
23208151 Calcínable
[No Hex]
23207151 Calcínable



[Hex]
23204110 Titanio
[No Hex]
23205110 Titanio

FIJO



[Hex]
23202110 2 mm
[No Hex]
23203110 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN



23202526 Tornillo hexagonal



23202508 Tornillo de ranura



232010151 Tornillo de pilar angulado



23201726 Tornillo de pilar cónico angulado



13202528 Tornillo para prótesis pilar cónico



13201727 Tornillo para prótesis pilar cónico angulado



443010151 Bio-CAM chimeneas anguladas



23282526 Tornillo de laboratorio (5 unidades)

STD

Restauraciones plataforma MAXI

IMPLANTES



23205406 * 6 mm
 23205009 9 mm
 23205010 10 mm
 23205011 11,5 mm
 23205013 13 mm
 23205015 15 mm

Novedad

TORNILLO DE CIERRE



23205000

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



Ø 4

23205020 2 mm
 23205030 3 mm
 23205040 4 mm
 23205050 5 mm
 23205060 6 mm
 23205070 7 mm



Ø 5

23206536 3 mm
 23206546 4 mm
 23206556 5 mm
 23206566 6 mm
 23206576 7 mm



Ø 6

Estético

23206530 3 mm
 23206540 4 mm
 23206550 5 mm
 23206560 6 mm
 23206570 7 mm

POSTES DE IMPRESIÓN

[Cubeta abierta]



23205003 Estándar
 23255403 Estético
 23205006 Largo



23205004 Corto L=14mm
 23205002 Largo L=20mm
 23205005 Encerado L=29 mm



[Cubeta cerrada]

23205024 Corto
 23205034 Largo

SCANBODY



[Directo a implante]
 41236003

ATORNILLADAS

UNITARIAS



Bio-CAM
 ticare

INTERFASE DE TITANIO

[Hex]



23257905 0,5 mm
 23257910 1 mm
 23257920 2 mm
 23257930 3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex]



23257990 0,5 mm
 23257991 1 mm
 23257992 2 mm
 23257993 3 mm
 23257994 4 mm

13207999 Scanbodies (3 unidades)

MÚLTIPLES

CÓNICO

[Rotatorio]



23201050 10° 0 mm
 23201051 10° 1 mm
 23201052 10° 2 mm
 23201053 10° 3 mm
 23201054 10° 4 mm
 23201055 10° 5 mm



23253001 30° 1 mm
 23253002 30° 2 mm
 23253003 30° 3 mm
 23253004 30° 4 mm
 23253005 30° 5 mm

CILINDROS

[Rotatorio]



13209151 10° Calcinable
 13209153 30° Calcinable
 [No rotatorio]
 13209152 10° Calcinable



[Rotatorio]
 13209251 10° Titanio
 13209253 30° Titanio
 [No rotatorio]
 13209252 10° Titanio

CILINDROS TEMPORALES

[Rotatorio]



13206110 10°
 13206130 30°

INTERFASES

[Rotatorio]



13207902 Interfase 10°
 13207953 Interfase 30°
 [No rotatorio]
 13207952 Interfase 10°

ELEMENTOS

Cubeta cerrada

[Rotatorio]



13205613 Poste de impresión 10°
 13205630 Poste de impresión 30°

Cubeta abierta

[No rotatorio]

13205213 Poste de impresión 10°
 [Rotatorio]
 13205513 Poste de impresión 10°
 13205530 Poste de impresión 30°



41146008 Scanbody 10°
 41146009 Scanbody 30°



13201000 Tapa 10°
 13201300 Tapa 30°



13255511 Análogo 10°
 13203511 Análogo 30°
 41405511 Análogo digital 10°
 41143511 Análogo digital 30°

ANGULADO

[Hex]



23251720 17° 2 mm
 23251730 17° 3 mm
 23251740 17° 4 mm



23253020 30° 2 mm
 23253030 30° 3 mm
 23253040 30° 4 mm

CÓNICO ANGULADO

[Rotatorio]



13201751 Calcinable

[Rotatorio]



13209117 Titanio

INTERFASE

[Rotatorio]



13207917 Interfase

CILINDROS TEMPORALES

[Rotatorio]



13206710 Titanio

[Rotatorio]



13205710 Calcinable

ELEMENTOS



13201017 Tapa



13205217 Poste de impresión



41146006 Scanbody



13205117 Análogo



41145117 Análogo digital

CEMENTADAS

PILARES



Bio-CAM
ticare

FIJO

[Hex]

23207050	0 mm	Ø 4
23207051	1 mm	
23207052	2 mm	
23207053	3 mm	
23207054	4 mm	

[Hex]

23257613	3 mm	Ø 5
23257614	4 mm	

Estético

[Hex]

23257513	3 mm	Ø 6
23257514	4 mm	

ANGULADO

[Hex]

23251015	15°	1 mm	Ø 4
23251315	15°	3 mm	
23251515	15°	5 mm	
23251020	20°	1 mm	
23251320	20°	3 mm	
23251520	20°	5 mm	

[Hex]

23256015	15°	1 mm	Ø 5
23256315	15°	3 mm	
23256515	15°	5 mm	
23256020	20°	1 mm	
23256320	20°	3 mm	
23256520	20°	5 mm	

INTERFASE DE TITANIO

[Hex]

23257905	0,5 mm
23257910	1 mm
23257920	2 mm
23257930	3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex]

23257990	0,5 mm
23257991	1 mm
23257992	2 mm
23257993	3 mm
23257994	4 mm
13207999	Scanbodies (3 unidades)

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA

23258610	1 mm
23258620	2 mm
23258630	3 mm
23258640	4 mm
23258650	5,5 mm

* Retención de teflón incluida. Ref 13208600

LOCATOR®

232586810	0,73mm
232586820	2 mm
232586830	3 mm
232586840	4 mm
232586850	5 mm

ELEMENTOS LOCATOR

19008519	Pack de procesado
19008505	Postes de impresión Locator® (4 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL

41235605

ANÁLOGOS

23205605	Implante
23285605	Análogo llave prótesis
13205525	Pilar de bola
19008530	Locator® (2 unidades)

TEMPORALES

PILARES

UCLA

[Hex]	23208155	Calcinable
[No Hex]	23207155	Calcinable
[Hex]	23254110	Titanio
[No Hex]	23255110	Titanio

FIJO

[Hex]	23252110	2 mm
[No Hex]	23253110	2 mm

* Plastic cap incluido


TORNILLOS DE RETENCIÓN

23205025	Tornillo hexagonal
23202509	Tornillo de ranura
232510151	Tornillo de pilar angulado
23251726	Tornillo de pilar cónico angulado
13202528	Tornillo para prótesis pilar cónico
13201727	Tornillo para prótesis pilar cónico angulado
23285026	Tornillo de laboratorio (5 unidades)

MAXI




PYMEINNOVADORA



ticare

TISSUE CARE PHILOSOPHY

DISTRIBUIDOR



España

Desde España : 983 309 602
Desde Extranjero : +34 983 211 312
info@ticareimplants.com

www.ticareimplants.com

MOZGRAU®