




LÍNEA DE PRÓTESIS

in ^{♥ticare} H E X



GAP **ZERO**[®]
TECHNOLOGY
ticare


Guía de torques

		MINI	STD	MAXI
Tornillos de cierre		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos de cicatrización		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Postes de impresión		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Scanbodies		3 Ncm	3 Ncm	3 Ncm
Pilares personalizados		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Pilares definitivos directos a implante		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Prótesis sobre pilar cónico 10° o 30°		15 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Prótesis sobre pilares de 20° multiunit rectos o angulados			15 Ncm	15 Ncm
Prótesis provisional		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos para chimeneas anguladas		Utilizar el torque recomendado por cada fabricante para el caso equivalente de chimeneas rectas.		

Torque Ncm

Restauraciones plataforma MINI

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN



23203320 2 mm
23203330 3 mm
23203340 4 mm

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]
23203303



23235504 Corto L=14mm
23235502 Largo L=20mm
23235505 Encerado L=29



[Hex] [Cubeta cerrada]
23203324 Corto
23203334 Largo

TCP



TORNILLOS CICATRIZACIÓN
23603320 2 mm
23603330 3 mm



POSTES IMPRESIÓN
[Hex] [Cubeta abierta]
23603303



[Hex] [Cubeta cerrada]
23603324 Corto
23603334 Largo



SCANBODY
[Directo a implante]
41636001 TC10

ATORNILLADAS

UNITARIAS



BioCAM



INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO

[Hex]
23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm



TCP
23637920 2 mm
23637930 3 mm

SCANBODY



[Directo a implante]
41236001 TC10

CEMENTADAS

PILARES

BioCam



BioCAM

FIJO



[Hex]
23207031 1 mm
23207032 2 mm
23207033 3 mm

TCP



23607032 2 mm
23607033 3 mm

ANGULADO



[Hex]
23231015 15° 2 mm
23231020 20° 2 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO



[Hex]
23237905 0.5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm

TCP



23637920 2 mm
23637930 3 mm

ATORNILLADAS

CÓNICOS



[Rotatorio]
23201031 10° 1 mm
23201032 10° 2 mm
23201033 10° 3 mm



TCP
23601033 10° 3 mm

ELEMENTOS



13203313 Poste de impresión



41146000 Scanbody (TC2)



13203310 Tornillo cicatrización



13205551 Análogo



41005541 Análogo digital



13209233 Cilindro titanio



13209133 Cilindro calcinable



13236110 Cilindro temporal

TEMPORALES

PILARES

FIJO



[Hex]
23232110 2 mm

ANÁLOGO



23205541

ANÁLOGO DIGITAL



41235541

TORNILLOS DE RETENCIÓN



23232526 Tornillo hexagonal



232310151 Tornillo de pilar angulado



13202528 Tornillo prótesis pilar cónico

TCP



23632526 Tornillo hexagonal H2-3

Restauraciones plataforma STD

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN

	23204810 1 mm
	23204820 2 mm
	23204830 3 mm
	23204840 4 mm
	23204850 5 mm
Ø 4	23204870 7 mm

	23206036 3 mm
	23206046 4 mm
	23206056 5 mm
Ø 5	23206076 7 mm

	ESTÉTICO
	23206030 3 mm
	23206040 4 mm
	23206050 5 mm
Ø 6	23206070 7 mm

SCANBODY



[Directo a implante]
41236002 TC11

POSTES DE IMPRESIÓN

	[No hex] [Cubeta abierta]
	23205503 Corto
	23205403 Largo
	23205506 Estético

	[Hex] [Cubeta abierta]
	23205504 Corto L=74mm
	23205502 Largo L=20mm
	23205505 Eñcerado L=29 mm

	[Hex] [Cubeta cerrada]
	23203724 Corto
	23203734 Largo

	[No hex] [Cubeta cerrada]
	23205600 Corto
	23205606 Largo
	23205603 Estético

TCP

TORNILLOS CICATRIZACIÓN

	23604820 2 mm
	23604830 3 mm
	23604840 4 mm
	23604850 5 mm

POSTES IMPRESIÓN

	[Hex] [Cubeta abierta]
	23605503

	[Hex] [Cubeta cerrada]
	23603724 Corto
	23603734 Largo

SCANBODY

	[Directo a implante]
	41636002 TC11

UNITARIAS




INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO

	[Hex]
	23207905 0,5 mm
	23207910 1 mm
	23207920 2 mm
	23207930 3 mm

TCP INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO

	[Hex]
	23607920 2 mm
	23607930 3 mm
	23607940 4 mm

INTERFASE DE TITANIO CEREC

	[Hex]
	2320799 Incluye Scanbody CEREC (Disponible alturas 0 a 4 mm pag. 38)
	13207999 Scanbodies (3 unidades)

ATORNILLADAS

MÚLTIPLES

*PILAR CÓNICO 10°

	23201000 10° 0 mm
	23201001 10° 1 mm
	23201002 10° 2 mm
	23201003 10° 3 mm
	23201004 10° 4 mm
	23201005 10° 5 mm

	TCP
	23601003 10° 3 mm
	23601004 10° 4 mm
	23601005 10° 5 mm

CILINDROS

	[Rot]
	13209151 10° Calcinable [blanco]
	13209251 10° Titanio
	[No Rot]
	13209152 10° Calcinable [rojo]
	13209252 10° Titanio

CILINDROS TEMPORALES

	13206110 10° Titanio
---	----------------------

*El pilar cónico de 10° también se puede utilizar para rehabilitaciones unitarias

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO

	[Rot]
	13207902 10°
	[No rot]
	13207952 10°

SCANBODY

	41146004 10° TC4
---	------------------

TORNILLO CICATRIZACIÓN

	13201000 10°
---	--------------

POSTES IMPRESIÓN

	[No Rot] [Cubeta abierta]
	13205213 10° [púrpura]
	[Rot] [Cubeta abierta]
	13205513 10° Titanio
	[Rot] [Cubeta cerrada]
	13205613 10° Titanio
	ANÁLOGO
	13205511 10°
	ANÁLOGO DIGITAL
	41005511 10°

PILAR CÓNICO 30°

	23203001 30° 1 mm
	23203002 30° 2 mm
	23203003 30° 3 mm
	23203004 30° 4 mm
	23203005 30° 5 mm

	TCP
	23603003 30° 3 mm
	23603004 30° 4 mm
	23603005 30° 5 mm

CILINDROS

	[Rot]
	13209153 30° Calcinable [blanco]
	13209253 30° Titanio

CILINDROS TEMPORALES

	13206130 30° Titanio
---	----------------------

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO

	[Rot]
	13207953 30°

SCANBODY

	41146005 30° TC5
---	------------------

TORNILLO CICATRIZACIÓN

	13201300 30°
---	--------------

POSTES IMPRESIÓN

	[Rot] [Cubeta abierta]
	13205530 30° Titanio
	[Rot] [Cubeta cerrada]
	13205630 30° Titanio

ANÁLOGO

	13203511 30°
---	--------------

ANÁLOGO DIGITAL

	41003511 30°
---	--------------

MULTIUNIT

RECTO

	[No hex]
	23209902 2 mm
	23209903 3 mm
	23209904 4 mm
	23209905 5 mm

TORNILLO CICATRIZACIÓN

	13201017
--	----------

ANGULADO

	[Hex]
	23201720 17° 2 mm
	23201730 17° 3 mm
	23201740 17° 4 mm
	23203030 30° 3 mm
	23203040 30° 4 mm
	23203050 30° 5 mm

CILINDROS

	[Rot]
	13209117 Titanio
	13201751 Calcinable
	13206710 Temporal Titanio
	13205710 Temporal Calcinable

INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO

	13207917
---	----------

SCANBODY

	41146006 TC6
---	--------------

POSTES IMPRESIÓN

	13205217
---	----------

ANÁLOGO

	13205117
---	----------

ANÁLOGO DIGITAL

	41145117
---	----------

CEMENTADAS

PILARES

BioCam



BioCAM hticare

FIJO

[Hex] Ø 4

23207000 0 mm
23207010 1 mm
23207012 2 mm
23207013 3 mm
23207014 4 mm

[Hex] Ø 5

23207613 3 mm
23207614 4 mm

[Hex] Ø 6 **ESTÉTICO**

23207513 3 mm
23207514 4 mm

TCP [Hex]

23607012 2 mm
23607013 3 mm
23607014 4 mm

ANGULADO

[Hex] Ø 4

23201015 15° 1 mm
23201315 15° 3 mm
23201515 15° 5 mm
23201020 20° 1 mm
23201320 20° 3 mm
23201520 20° 5 mm

[Hex] Ø 5

23206015 15° 1 mm
23206315 15° 3 mm
23206515 15° 5 mm
23206020 20° 1 mm
23206320 20° 3 mm
23206520 20° 5 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO

[Hex]

23207905 0.5 mm
23207910 1 mm
23207920 2 mm
23207930 3 mm

TCP [Hex]

23607920 2 mm
23607930 3 mm
23607940 4 mm

INTERFASE DE TITANIO CEREC

[Hex]

2320799 Incluye Scanbody CEREC
(Disponible alturas 0 a 4 mm pag. 38)
13207999 Scanbodies
(3 unidades)

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA

23208610 1 mm
23208620 2 mm
23208630 3 mm
23208640 4 mm
23208650 5.5 mm



*Retención de teflón incluida. Ref 13208600

LOCATOR

23208681 1 mm
23208682 2 mm
23208683 3 mm
23208684 4 mm
23208685 5 mm

ELEMENTOS LOCATOR

19008519 Pack de procesado
(2 unidades)
190080282 Pack de procesado
Locator para barra
(2 unidades)
19008505 Poste de impresión
Locator® (4 unidades)
190085892 Locator para barra
2mm (2 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL

41235501 Análogo digital

ANÁLOGO

23205501 Análogo
23285501 Análogo llave
prótesis
13205521 Pilar de bola
19008530 Análogo Locator®
hembra
(4 unidades)

TEMPORALES

PILARES

UCLA

[Hex] [Rojo]
23208151 Calcinable
[No Hex] [Blanco]
23207151 Calcinable

[Hex]
23204110 Titanio
[No Hex]
23205110 Titanio

FIJO

[Hex]
23202110 2 mm
[No Hex]
23203110 2 mm
* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN

DIRECTOS A IMPLANTE

23202526 Tornillo hexagonal
23202508 Tornillo de ranura
443010151 BioCam chimeneas anguladas
232010151 Tornillo de pilar angulado
23201726 Tornillo de multiunit angulado
23602516 Tornillo hexagonal TCP H2 **TCP**
23602526 Tornillo hexagonal TCP H3-4

NO DIRECTOS A IMPLANTE

13202528 Tornillo para prótesis pilar cónico
13201727 Tornillo para prótesis pilar multiunit



LABORATORIO

23282526 Tornillo de laboratorio (5 uds)

STD

Restauraciones plataforma MAXI




TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN







SCANBODY





POSTES DE IMPRESIÓN



TCP






UNITARIAS



ATORNILLADAS




MÚLTIPLES

*PILAR CÓNICO 10°




*El pilar cónico de 10° también se puede utilizar para rehabilitaciones unitarias









INTERFASES TITANIO PARA ZIRCONIO



POSTES IMPRESIÓN




PILAR CÓNICO 30°




MULTIUNIT

RECTO




ANGULADO

[Hex]





CILINDROS

[Rot]



SCANBODY



CEMENTADAS

PILARES

BioCam



FIJO

[Hex] Ø 4

23207050 0 mm
23207051 1 mm
23207052 2 mm
23207053 3 mm
23207054 4 mm

[Hex] Ø 5

23257613 3 mm
23257614 4 mm

[Hex] Ø 6

23257513 3 mm
23257514 4 mm

TCP [Hex]

23607052 2 mm
23607053 3 mm
23607054 4 mm

ANGULADO

[Hex] Ø 4

23251015 15° 1 mm
23251315 15° 3 mm
23251515 15° 5 mm
23251020 20° 1 mm
23251320 20° 3 mm
23251520 20° 5 mm

[Hex] Ø 5

23256015 15° 1 mm
23256315 15° 3 mm
23256515 15° 5 mm
23256020 20° 1 mm
23256320 20° 3 mm
23256520 20° 5 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA ZIRCONIO

[Hex]

23257905 0.5 mm
23257910 1 mm
23257920 2 mm
23257930 3 mm

TCP [Hex]

23657920 2 mm
23657930 3 mm

INTERFASE DE TITANIO PARA CEREC

[Hex]

2325799 Incluye Scanbody CEREC
(Disponible alturas 0 a 4 mm pag. 38)
13207999 Scanbodies
(3 unidades)

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA

23258610 1 mm
23258620 2 mm
23258630 3 mm
23258640 4 mm
23258650 5.5 mm



*Retención de teflón incluida. Ref 13208600

LOCATOR

23258681 1 mm
23258682 2 mm
23258683 3 mm
23258684 4 mm
23258685 5 mm



ELEMENTOS LOCATOR

19008519 Pack de procesado
(2 unidades)
19008028 Pack de procesado
Locator para barra
(2 unidades)
19008505 Poste de impresión
Locator® (4 unidades)
19008582 Locator para barra
2mm
(2 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL

41235605 Análogo digital



ANÁLOGO

23205605 Análogo
23285605 Análogo llave
prótesis
13205525 Pilar de bola
19008530 Análogo Locator®
hembra
(4 unidades)



TEMPORALES

PILARES

UCLA

[Hex] [Rojo]
23208155 Calcinable
[No Hex] [Blanco]
23207155 Calcinable



[Hex]

23254110 Titanio

[No Hex]

23255110 Titanio

FIJO

[Hex]

23252110 2 mm

[No Hex]

23253110 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN

DIRECTOS A IMPLANTE

23205025 Tornillo hexagonal
23202509 Tornillo de ranura
44302070 BioCam chimeneas anguladas
232510151 Tornillo de pilar angulado
23251726 Tornillo de multiunit angulado
23205025 Tornillo hexagonal **TCP**

NO DIRECTOS A IMPLANTE

13202528 Tornillo para prótesis pilar cónico
13201727 Tornillo para prótesis pilar multiunit

LABORATORIO

23285025 Tornillo de laboratorio (5 uds)

MAXI



España

Teléfono: 983 309 602
info@ticareimplants.com

www.ticareimplants.com
