





in ^{♥ticare} H E X






- Material: Titanio c.p grado IV*
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°

- Doble hexágono interno
- Microespiras
- Tornillo de cierre incluido

- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

INHEX 3,3 mm MINI

REF.	DESCRIPCIÓN
23403310	3,3 x 10 mm
23403311	3,3 x 11,5 mm
23403313	3,3 x 13 mm
23403315	3,3 x 15 mm
23203325	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm




- *Titanio grado V
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Ø del implante: 3,3 mm
- Ø de la rosca interna: 1,4 mm

Recomendaciones:

- Zonas anteriores (incisivos laterales superiores e incisivos inferiores)
- Zonas de carga reducida

INHEX 3,75 mm STD

REF.	DESCRIPCIÓN
23403708	3,75 x 8 mm
23403710	3,75 x 10 mm
23403711	3,75 x 11,5 mm
23403713	3,75 x 13 mm
23403715	3,75 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm




- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 3,75 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca

INHEX 4,25 mm STD

REF.	DESCRIPCIÓN
23404206	4,25 x 6 mm
23404208	4,25 x 8 mm
23404210	4,25 x 10 mm
23404211	4,25 x 11,5 mm
23404213	4,25 x 13 mm
23404215	4,25 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 4,25 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca

INHEX 5,0 mm MAXI

REF.	DESCRIPCIÓN
23405406	5,0 x 6 mm*
23405009	5,0 x 9 mm
23405010	5,0 x 10 mm
23405011	5,0 x 11,5 mm
23405013	5,0 x 13 mm
23405015	5,0 x 15 mm
23205000	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



- Plataforma del implante: 3,8 mm
- Ø del implante: 5,0 mm
- Ø de la rosca interna: 2,0 mm

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio

*Inhex 5,0 x 6 mm

- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 5,0 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm
- Conexión STD: Utilizar componentes de la plataforma STD.

Recomendaciones:

- No utilizar perfiladora
- Utilizar topes de fresa

CONEXIÓN CÓNICA
INTERNA con gapZero


Hombro maquinado
para
PLATFORM SWITCHING y
una estética máxima

MICROESPIRAS para un
mejor comportamiento
biomecánico

Diseño de rosca
que ofrece máxima
estabilidad en
HUESO POCO DENSO

SUPERFICIE RBM-TC
para un mayor
contacto
hueso-implante

FORMA PLANA para
geometría de corte
eficaz



GAP ZERO
TECHNOLOGY


- Material: Titanio c.p grado IV*
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11º

- Doble hexágono interno
- Microespiras
- Tornillo de cierre incluido

- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

INHEX QUATTRO 3,3 MM MINI

REF.	DESCRIPCIÓN
25403310	3,3 x 10 mm
25403311	3,3 x 11,5 mm
25403313	3,3 x 13 mm
25403315	3,3 x 15 mm
23203325	Tornillo de cierre
	Torque máximo - 10 Ncm



- *Titanio grado V
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Ø del implante: 3,3 mm
- Ø de la rosca interna: 1,4 mm

Recomendaciones:

- Incisivos laterales superiores
- Zonas de carga reducida
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos post extracción
- **Contraindicado en hueso tipo I**

INHEX QUATTRO 3,75 MM STD

REF.	DESCRIPCIÓN
25403708	3,75 x 8 mm
25403710	3,75 x 10 mm
25403711	3,75 x 11,5 mm
25403713	3,75 x 13 mm
25403715	3,75 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD
	Torque máximo - 10 Ncm




- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 3,75 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm

Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos post extracción
- **Contraindicado en hueso tipo I**

INHEX QUATTRO 4,25 MM STD

REF.	DESCRIPCIÓN
25404208	4,25 x 8 mm
25404210	4,25 x 10 mm
25404211	4,25 x 11,5 mm
25404213	4,25 x 13 mm
25404215	4,25 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Inhex STD
	Torque máximo - 10 Ncm



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 4,25 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm

Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos post extracción
- **Contraindicado en hueso tipo I**

PerioHYBRID

EL IMPLANTE PARA EL PACIENTE DE RIESGO

GAP **ZERO**[®]
TECHNOLOGY
ticare

CONEXIÓN CÓNICA INTERNA
con gapZero

1,5 mm de *ultrabaja* rugosidad
(0,18 μm)

Rugosidad moderada
(1,43 μm)

CON IMPORTANTES BENEFICIOS PARA EL PACIENTE

- ♥ Cero remodelación ósea
- ♥ Mejor predictibilidad ante situaciones adversas

INDICACIONES DE TICARE PERIO HYBRID

Pacientes susceptibles de perder hueso

- ♥ Historia de periodontitis o periimplantitis
- ♥ Falta de regularidad en terapia de mantenimiento
- ♥ Fumadores
- ♥ Fenotipo fino de hueso
- ♥ Mínima presencia de mucosa queratinizada

Perio
HYBRID

Misma geometría y conexión que **ticare inhex** y **ticare inhex quattro**,
con los que comparten todos los aditamentos.

Disponibles en las plataformas MINI, STD, MAXI en todas las medidas.

Perio
HYBRID
quattro

- Material: Titanio c.p grado IV*
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°


- Doble hexágono interno
- Microespiras
- Tornillo de cierre incluido

- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

PERIO HYBRID 3,3 mm MINI

REF.	DESCRIPCIÓN
23623310	3,3 x 10 mm
23623311	3,3 x 11,5 mm
23623313	3,3 x 13 mm
23623315	3,3 x 15 mm
23203325	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



- *Titanio grado V
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Ø del implante: 3,3 mm
- Ø de la rosca interna: 1,4 mm


Recomendaciones:

- Zonas anteriores (incisivos laterales superiores e incisivos inferiores)
- Zonas de carga reducida

PERIO HYBRID 3,75 mm STD

REF.	DESCRIPCIÓN
23623708	3,75 x 8 mm
23623710	3,75 x 10 mm
23623711	3,75 x 11,5 mm
23623713	3,75 x 13 mm
23623715	3,75 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 3,75 mm
- Ø de la rosa interna: 1,6 mm

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca

PERIO HYBRID 4,25 mm STD

REF.	DESCRIPCIÓN
23624206	4,25 x 6 mm
23624208	4,25 x 8 mm
23624210	4,25 x 10 mm
23624211	4,25 x 11,5 mm
23624213	4,25 x 13 mm
23624215	4,25 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 4,25 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm


Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca

PERIO HYBRID 5,0 mm MAXI

REF.	DESCRIPCIÓN
23625406	5,0 x 6 mm*
23625009	5,0 x 9 mm
23625010	5,0 x 10 mm
23625011	5,0 x 11,5 mm
23625013	5,0 x 13 mm
23625015	5,0 x 15 mm
23205000	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm

Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



- Plataforma del implante: 3,8 mm
- Ø del implante: 5,0 mm
- Ø de la rosca interna: 2,0 mm

Recomendaciones:

- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio

*Inhex 5,0 x 6 mm

- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 5,0 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm
- Conexión STD: Utilizar componentes de la plataforma STD.

Recomendaciones:

- No utilizar perfiladora
- Utilizar topes de fresa


- Material: Titanio c.p grado IV*
- Superficie RBM-TC tratada hasta 1,5 mm antes de la zona coronal
- Conexión cónica interna de 11°

- Doble hexágono interno
- Microespiras
- Tornillo de cierre incluido

- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

PERIO HYBRID QUATTRO 3,3 MINI

REF.	DESCRIPCIÓN
25623310	3,3 x 10 mm
25623311	3,3 x 11,5 mm
25623313	3,3 x 13 mm
25623315	3,3 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm




- *Titanio grado V
- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Ø del implante: 3,3 mm
- Ø de la rosca interna: 1,4 mm

Recomendaciones:

- Incisivos laterales superiores
- Zonas de carga reducida
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos post extracción
- **Contraindicado en hueso tipo I**

PERIO HYBRID QUATTRO 3,75 STD

REF.	DESCRIPCIÓN
25623708	3,75 x 8 mm
25623710	3,75 x 10 mm
25623711	3,75 x 11,5 mm
25623713	3,75 x 13 mm
25623715	3,75 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm




- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 3,75 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm

Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos post extracción
- **Contraindicado en hueso tipo I**

PERIO HYBRID QUATTRO 4,25 STD


REF.	DESCRIPCIÓN
25624208	4,25 x 8 mm
25624210	4,25 x 10 mm
25624211	4,25 x 11,5 mm
25624213	4,25 x 13 mm
25624215	4,25 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 4,25 mm
- Ø de la rosca interna: 1,6 mm


Recomendaciones:

- Maxilar superior
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos post extracción
- **Contraindicado en hueso tipo I**




in HEX
PerioHYBRID

SECUENCIA ESTÁNDAR



SECUENCIA HUESOS DUROS




No utilizar la fresa perfiladora en implantes de 6 mm de longitud

in HEX
quattro

Perio
HYBRID
quattro




SECUENCIA ESTÁNDAR HUESOS TIPO III Y IV



!
Sólo para huesos tipo III y IV la perfiladora Quattro debe introducirse a un máximo de 2 mm de profundidad

SECUENCIA HUESOS TIPO II



Implantes Quattro no recomendados para huesos tipo I



España

Teléfono: 983 309 602

Email: info@ticareimplants.com

MOZOGRAU S.A.

C/ Santiago López González, 7 · 47197 · Valladolid, España

www.ticareimplants.com