




ticare

TISSUE CARE
PHILOSOPHY

ticare
inhex

LINEA DE PRÓTESIS



Guía de torques

		MINI	STD	MAXI
Tornillos de cierre		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Tornillos de cicatrización		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Postes de impresión		10 Ncm	10 Ncm	10 Ncm
Pilares definitivos directos a implante		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm
Prótesis sobre pilar cónico		15 Ncm	20 Ncm	20 Ncm
Pilares personalizados		20 Ncm	30 Ncm	30 Ncm

 ticare
BioCam

Restauraciones plataforma MINI

POSTES DE IMPRESIÓN

[Cubeta abierta]



23203303 Estándar



23235504 Corto L=14mm
23235502 Largo L=20mm
23235505 Encerado L=29



[Hex] [Cubeta cerrada]

23203324 Corto
23203334 Largo

[No Hex] [Cubeta cerrada]
23205053

SCANBODY



[Directo a implante]

41236001

ATORNILLADAS

UNITARIAS



ticare
BioCam



INTERFASE DE TITANIO

[Hex]

23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm

ATORNILLADAS

MÚLTIPLES

PILARES CÓNICOS

[Rotatorio]



23201031 10° 1 mm
23201032 10° 2 mm
23201033 10° 3 mm

ELEMENTOS

- 13203313 Poste de impresión
- 41146000 Scanbody
- 13203310 Tapa
- 13205551 Análogo
- 41005541 Análogo digital
- 13209233 Cilindro titanio
- 13209133 Cilindro calcinable

CEMENTEDAS

PILARES



ticare
BioCam

FIJO



[Hex]
23207031 1 mm
23207032 2 mm
23207033 3 mm

ANGULADO



[Hex]
23231015 15° 2 mm
23231020 20° 2 mm

INTERFASE DE TITANIO



[Hex]
23237905 0,5 mm
23237910 1 mm
23237920 2 mm
23237930 3 mm

TEMPORALES

PILARES

FIJO



[Hex]
23232110 2 mm

ANÁLOGO



23205541

ANÁLOGO DIGITAL



41235541

TORNILLOS DE RETENCIÓN



23232526 Tornillo hexagonal



23231015 Tornillo de pilar angulado





13202528 Tornillo para prótesis pilar cónico


MINI

Restauraciones plataforma STD

TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN

	23204820	2 mm
	23204830	3 mm
	23204840	4 mm
Ø 4	23204850	5 mm
	23204860	6 mm
	23204870	7 mm

	23206036	3 mm
	23206046	4 mm
	23206056	5 mm
Ø 5	23206066	6 mm
	23206076	7 mm

	Estético		
	23206030	3 mm	
	23206040	4 mm	
	23206050	5 mm	
Ø 6	23206060	6 mm	
	23206070	7 mm	

POSTES DE IMPRESIÓN



[Cubeta abierta]	
23205503	Estándar
23205506	Estético
23205403	Largo



23205504	Corto L=14mm
23205502	Largo L=20mm
23205505	Encerado L=29 mm



[Hex]	
[Cubeta cerrada]	
23203724	Corto
23203734	Largo
[No Hex]	
[Cubeta cerrada]	
23205600	
23205606	

SCANBODY




41236002

UNITARIAS



ticare
BioCam

INTERFASE DE TITANIO

[Hex]		
	23207905	0,5 mm
	23207910	1 mm
	23207920	2 mm
	23207930	3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex]		
	23207990	0,5 mm
	23207991	1 mm
	23207992	2 mm
	23207993	3 mm
	23207994	4 mm

13207999 Scanbodies (3 unidades)

MÚLTIPLES


CÓNICO

[Hex]			
	23201000	10°	0 mm
	23201001	10°	1 mm
	23201002	10°	2 mm
	23201003	10°	3 mm
	23201004	10°	4 mm
	23201005	10°	5 mm
	23203001	30°	1 mm
	23203002	30°	2 mm
	23203003	30°	3 mm
	23203004	30°	4 mm
	23203005	30°	5 mm



CILINDROS

[Rotatorio]			
	13209151	10°	Calcinable
	13209153	30°	Calcinable
[No rotatorio]			
	13209152	10°	Calcinable
[Rotatorio]			
	13209251	10°	Titanio
	13209253	30°	Titanio
[No rotatorio]			
	13209252	10°	Titanio

CILINDROS TEMPORALES

[Rotatorio]		
	13206110	10°
	13206130	30°

INTERFASES

[Rotatorio]		
	13207902	Interfase 10°
	13207953	Interfase 30°
[No rotatorio]		
	13207952	Interfase 10°



ELEMENTOS

[No rotatorio]		
	13205213	Poste de impresión 10°
[Rotatorio]		
[Cubeta cerrada]		
	13205613	Poste de impresión 10°
	13205630	Poste de impresión 30°
[Cubeta abierta]		
	13205513	Poste de impresión 10°
	13205530	Poste de impresión 30°
	41146004	Scanbody 10°
	41146005	Scanbody 30°
	13201000	Tapa 10°
	13201300	Tapa 30°
	13205511	Análogo 10°
	13203511	Análogo 30°
	41005511	Análogo digital 10°
	41003511	Análogo digital 30°



ANGULADO

[No rotatorio]			
	23201720	17°	2 mm
	23201730	17°	3 mm
	23201740	17°	4 mm
	23203030	30°	3 mm
	23203040	30°	4 mm
	23203050	30°	5 mm


CÓNICO ANGULADO

[Rotatorio]		
	13201751	Calcinable
[Rotatorio]		
	13209117	Titanio


CILINDROS TEMPORALES

[Rotatorio]		
	13206710	Titanio
[Rotatorio]		
	13205710	Calcinable

INTERFASE

[Rotatorio]		
	13207917	Interfase

ELEMENTOS

	13201017	Tapa
	13205217	Poste de impresión
	13205117	Análogo
	41146006	Scanbody
	41145117	Análogo digital

CEMENTADAS

PILARES



ticare
BioCam

FIJO

[Hex]

	23207000	0 mm	Ø 4
	23207010	1 mm	
	23207012	2 mm	
	23207013	3 mm	
	23207014	4 mm	

[Hex]

	23207613	3 mm	Ø 5
	23207614	4 mm	

Estético

[Hex]

	23207513	3 mm	Ø 6
	23207514	4 mm	

ANGULADO

[Hex]

	23201015	15°	1 mm	Ø 4
	23201315	15°	3 mm	
	23201515	15°	5 mm	
	23201020	20°	1 mm	
	23201320	20°	3 mm	
	23201520	20°	5 mm	

[Hex]

	23206015	15°	1 mm	Ø 5
	23206315	15°	3 mm	
	23206515	15°	5 mm	
	23206020	20°	1 mm	
	23206320	20°	3 mm	
	23206520	20°	5 mm	

INTERFASE DE TITANIO

[Hex]

	23207905	0,5 mm
	23207910	1 mm
	23207920	2 mm
	23207930	3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex]

	23207990	0,5 mm
	23207991	1 mm
	23207992	2 mm
	23207993	3 mm
	23207994	4 mm
	13207999	Scanbodies (3 unidades)

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA



23208610	1 mm
23208620	2 mm
23208630	3 mm
23208640	4 mm
23208650	5.5 mm



* Retención de teflón incluida. Ref 13208600

LOCATOR®



23208681	1 mm
23208682	2 mm
23208683	3 mm
23208684	4 mm
23208685	5 mm

ELEMENTOS LOCATOR



19008519 Pack de procesado
(2 unidades)



19008505 Poste de impresión
Locator® (4 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL



41235501

ANÁLOGOS



23205501 Implante



23285501 Análogo llave
prótesis



13205521 Pilar de bola



19008530 Locator®
(2 unidades)

TEMPORALES

PILARES

UCLA



[Hex]
23208151 Calcínable
[No Hex]
23207151 Calcínable



[Hex]
23204110 Titanio
[No Hex]
23205110 Titanio

FIJO



[Hex]
23202110 2 mm
[No Hex]
23203110 2 mm

* Plastic cap incluido

TORNILLOS DE RETENCIÓN



23202526 Tornillo hexagonal



23202508 Tornillo de ranura



232010151 Tornillo de pilar angulado



23201726 Tornillo de pilar cónico angulado



13202528 Tornillo para prótesis pilar cónico



13201727 Tornillo para prótesis pilar cónico angulado



443010151 Bio-CAM chimeneas anguladas





23282526 Tornillo de laboratorio (5 unidades)


STD

Restauraciones plataforma MAXI


TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN

	23205020	2 mm
	23205030	3 mm
	23205040	4 mm
	23205050	5 mm
	23205060	6 mm
	23205070	7 mm


	23206536	3 mm
	23206546	4 mm
	23206556	5 mm
	23206566	6 mm
	23206576	7 mm

	Estético	
	23206530	3 mm
	23206540	4 mm
	23206550	5 mm
	23206560	6 mm
	23206570	7 mm


POSTES DE IMPRESIÓN

	[Cubeta abierta]
	23205003 Estándar
	23255403 Estético
	23205006 Largo

	23205004 Corto L=14mm
	23205002 Largo L=20mm
	23205005 Encerado L=29 mm

	[Cubeta cerrada] [Hex]
	23205024 Corto
	23205034 Largo
	[Cubeta cerrada] [No Hex]
	23205056
	23205066
23205306	

SCANBODY


	[Directo a implante] 41236003
---	------------------------------------

ATORNILLADAS


UNITARIAS



INTERFASE DE TITANIO

	[Hex]
	23257905 0,5 mm
	23257910 1 mm
	23257920 2 mm
	23257930 3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

	[Hex]	
	23257990 0,5 mm	13207999 Scanbodies (3 unidades)
	23257991 1 mm	
	23257992 2 mm	23257990 Incluye Scanbody CEREC
	23257993 3 mm	

MÚLTIPLES

CÓNICO

	[Rotatorio]
	23201050 10° 0 mm
	23201051 10° 1 mm
	23201052 10° 2 mm
	23201053 10° 3 mm
	23201054 10° 4 mm
	23201055 10° 5 mm
	23253001 30° 1 mm
	23253002 30° 2 mm
	23253003 30° 3 mm
23253004 30° 4 mm	
23253005 30° 5 mm	

CILINDROS

	[Rotatorio]
	13209151 10° Calcinable
	13209153 30° Calcinable
	[No rotatorio]
	13209152 10° Calcinable
	[Rotatorio]
	13209251 10° Titanio
	13209253 30° Titanio
	[No rotatorio]
13209252 10° Titanio	

CILINDROS TEMPORALES

	[Rotatorio]
	13206110 10°
	13206130 30°
	[Rotatorio]
	13207902 Interfase 10°
13207953 Interfase 30°	
[No rotatorio]	
13207952 Interfase 10°	

INTERFASES


ELEMENTOS

	[No rotatorio]
	13205213 Poste de impresión 10°
	[Rotatorio]
	[Cubeta cerrada]
	13205613 Poste de impresión 10°
	13205630 Poste de impresión 30°
	[Cubeta abierta]
	13205513 Poste de impresión 10°
	13205530 Poste de impresión 30°
	41146004 Scanbody 10°
	41146005 Scanbody 30°
	13201000 Tapa 10°
	13201300 Tapa 30°
	13205511 Análogo 10°
	13203511 Análogo 30°
	41005511 Análogo digital 10°
41003511 Análogo digital 30°	


ANGULADO

	[Hex]
	23251720 17° 2 mm
	23251730 17° 3 mm
	23251740 17° 4 mm
	23253020 30° 2 mm
	23253030 30° 3 mm
23253040 30° 4 mm	


CÓNICO ANGULADO

	[Rotatorio]
	13201751 Calcinable
	[Rotatorio]
	13209117 Titanio

INTERFASE

	[Rotatorio] 13207917 Interfase
---	-------------------------------------

CILINDROS TEMPORALES

	[Rotatorio] 13206710 Titanio
	[Rotatorio] 13205710 Calcinable

ELEMENTOS

	13201017 Tapa
	13205217 Poste de impresión
	41146006 Scanbody
	13205117 Análogo
	41145117 Análogo digital

CEMENTADAS

PILARES



ticare
BioCam

FIJO

[Hex]

23207050	0 mm	Ø 4
23207051	1 mm	
23207052	2 mm	
23207053	3 mm	
23207054	4 mm	

[Hex]

23257613	3 mm	Ø 5
23257614	4 mm	

Estético

[Hex]

23257513	3 mm	Ø 6
23257514	4 mm	

ANGULADO

[Hex]

23251015	15°	1 mm	Ø 4
23251315	15°	3 mm	
23251515	15°	5 mm	
23251020	20°	1 mm	
23251320	20°	3 mm	
23251520	20°	5 mm	

[Hex]

23256015	15°	1 mm	Ø 5
23256315	15°	3 mm	
23256515	15°	5 mm	
23256020	20°	1 mm	
23256320	20°	3 mm	
23256520	20°	5 mm	

INTERFASE DE TITANIO

[Hex]

23257905	0,5 mm
23257910	1 mm
23257920	2 mm
23257930	3 mm

PILAR PARA ZIRCONIO

[Hex]

23257990	0,5 mm
23257991	1 mm
23257992	2 mm
23257993	3 mm
23257994	4 mm
13207999	Scanbodies (3 unidades)

REMOVIBLES

PILARES

PILAR DE BOLA

23258610	1 mm
23258620	2 mm
23258630	3 mm
23258640	4 mm
23258650	5,5 mm

* Retención de teflón incluida. Ref 13208600

LOCATOR®

23258681	0,73mm
23258682	2 mm
23258683	3 mm
23258684	4 mm
23258685	5 mm

ELEMENTOS LOCATOR

19008519	Pack de procesado (2 unidades)
19008505	Postes de impresión Locator® (4 unidades)

ANÁLOGO DIGITAL

41235605

ANÁLOGOS

23205605	Implante
23285605	Análogo llave prótesis
13205525	Pilar de bola
19008530	Locator® (2 unidades)

TORNILLOS DE RETENCIÓN

23205025	Tornillo hexagonal
23202509	Tornillo de ranura
232510151	Tornillo de pilar angulado
23251726	Tornillo de pilar cónico angulado
13202528	Tornillo para prótesis pilar cónico
13201727	Tornillo para prótesis pilar cónico angulado
23285026	Tornillo de laboratorio (5 unidades)

TEMPORALES

PILARES

UCLA

[Hex]	23208155	Calcinable
[No Hex]	23207155	Calcinable
[Hex]	23254110	Titanio
[No Hex]	23255110	Titanio

FIJO

[Hex]	23252110	2 mm
[No Hex]	23253110	2 mm

* Plastic cap incluido

MAXI



ticare TISSUE CARE
PHILOSOPHY

DISTRIBUIDOR

España

Desde España : 983 309 602
Desde Extranjero : +34 983 211 312
info@ticareimplants.com

www.ticareimplants.com