




# ticare

TISSUE CARE  
PHILOSOPHY


ticare  
inhex







**ticare** TISSUE CARE  
PHILOSOPHY



**ticare**  
inhex

**ticare**  
inhex


- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Superficie RBM-TC

- Microespira
- Material: Titanio c.p. grado IV\*
- Tornillo de cierre incluido

- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

**INHEX 3,3 mm MINI**


REF.	DESCRIPCIÓN
23403310	3,3 x 10 mm
23403311	3,3 x 11,5 mm
23403313	3,3 x 13 mm
23403315	3,3 x 15 mm
23203325	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



- \*Titanio grado V
  - Plataforma del implante: 2,3 mm
  - $\varnothing$  del implante: 3,3 mm
  - $\varnothing$  de la rosa interna: 1,4 mm
- Recomendaciones:**
- Zonas anteriores (incisivos laterales superiores e incisivos inferiores)
  - Zonas de carga reducida

**INHEX 3,75 mm STD**


REF.	DESCRIPCIÓN
23403708	3,75 x 8 mm
23403710	3,75 x 10 mm
23403711	3,75 x 11,5 mm
23403713	3,75 x 13 mm
23403715	3,75 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



- Plataforma del implante: 2,8 mm
  - $\varnothing$  del implante: 3,75 mm
  - $\varnothing$  de la rosa interna: 1,6 mm
- Recomendaciones:**
- Para todas las posiciones de la boca

**INHEX 4,25 mm STD**


REF.	DESCRIPCIÓN
<b>23404206</b>	<b>4,25 x 6 mm</b> <b>NOVEDAD</b>
23404208	4,25 x 8 mm
23404210	4,25 x 10 mm
23404211	4,25 x 11,5 mm
23404213	4,25 x 13 mm
23404215	4,25 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



- Plataforma del implante: 2,8 mm
  - $\varnothing$  del implante: 4,25 mm
  - $\varnothing$  de la rosa interna: 1,6 mm
- Recomendaciones:**
- Para todas las posiciones de la boca

**INHEX 5,0 mm MAXI**

REF.	DESCRIPCIÓN
<b>23405406</b>	<b>5,0 x 6 mm*</b> <b>NOVEDAD</b>
23405009	5,0 x 9 mm
23405010	5,0 x 10 mm
23405011	5,0 x 11,5 mm
23405013	5,0 x 13 mm
23405015	5,0 x 15 mm
23205000	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm




- Plataforma del implante: 3,8 mm
  - $\varnothing$  del implante: 5,0 mm
  - $\varnothing$  de la rosa interna: 2,0 mm
- Recomendaciones:**
- Para todas las posiciones de la boca siempre que exista suficiente espacio

\* Inhex 5,0 x 6 mm

- Diámetro del implante: 5,0 mm
- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Conexión STD: utilizar componentes de plataforma STD



**ticare** TISSUE CARE  
PHILOSOPHY



**ticare**  
inhex  
quattro

**ticare**  
inhex  
quattro

**MINI 3,3 mm**

- Material: Titanio grado V
- Superficie RBM-TC
- Conexión cónica interna de 11°
- Doble hexágono interno
- Microespiras

- Plataforma del implante: 2,3 mm
- Ø Rosca interna: 1,4 mm
- Tornillo de cierre incluido
- Pre-montado con transportador largo
- Envasado estéril "no touch"

**Recomendaciones**

- Incisivos laterales superiores
- Zonas de carga reducida
- Hueso tipo III y IV
- Alveolos post extracción
- **Contraindicado para hueso tipo I**

**ticare**  
inhex  
quattro

**STD 3,75 mm y STD 4,25 mm**

- Conexión cónica interna 11°
- Doble hexágono interno
- Superficie RBM-TC
- Ø Rosca interna: 1,6 mm
- Microespira


- Material: Titanio c.p. grado IV
- Tornillo de cierre incluido
- Pre-montado con el transportador
- Envasado estéril "no touch"

**Recomendaciones**

- Huesos tipo III y IV
- Maxilar superior
- Alveolos postextracción
- **Contraindicado en huesos tipo I**

**INHEX QUATTRO 3,3 mm MINI**


REF.	DESCRIPCIÓN
23203310	Implante Inhex Quattro MINI 3,3 x 10 mm
23203311	Implante Inhex Quattro STD 3,3 x 11,5 mm
23203313	Implante Quattro MINI 3,3 x 13 mm
23203315	Implante Inhex Quattro MINI 3,3 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 3,3 mm


 Compliance according to Directive 93/42/CEE verified by **IMQ**  
0051 Notified Body CE 0051

\*This CE0051 marking applies only to IB products category
**INHEX QUATTRO 3,75 mm STD**


REF.	DESCRIPCIÓN
25403708	3,75 x 8 mm
25403710	3,75 x 10 mm
25403711	3,75 x 11,5 mm
25403713	3,75 x 13 mm
25403715	3,75 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 3,75 mm


 Compliance according to Directive 93/42/CEE verified by **IMQ**  
0051 Notified Body CE 0051

\*This CE0051 marking applies only to IB products category
**INHEX QUATTRO 4,25 mm STD**

REF.	DESCRIPCIÓN
25404208	4,25 x 8 mm
25404210	4,25 x 10 mm
25404211	4,25 x 11,5 mm
25404213	4,25 x 13 mm
25404215	4,25 x 15 mm
23205001	Tornillo de cierre Torque máximo - 10 Ncm



Transportador milimetrado y con marcado de posición del hexágono del implante



- Plataforma del implante: 2,8 mm
- Ø del implante: 4,25 mm


 Compliance according to Directive 93/42/CEE verified by **IMQ**  
0051 Notified Body CE 0051

\*This CE0051 marking applies only to IB products category





**ticare** TISSUE CARE  
PHILOSOPHY

[ticareimplants.com](http://ticareimplants.com)

@ticareimplants



Desde España: 983 309 602

Desde extranjero: +34 983 211 312 | Fax: + 34 983 304 021

[info@ticareimplants.com](mailto:info@ticareimplants.com)