

CHIMENEAS ANGULADAS BIOCAM

CORRESPONDENCIAS TORNILLOS CHIMENEAS ANGULADAS - CONEXIONES BIOCAM

FABRICANTE	Plataforma	Tornillo Dinámico	Angulación Máxima
Ticare	Osseous 3,4/3,75/4,25 STD/3,3 Mini	44302070	0º a 30º
	Osseous 5,0 Maxi	44302562	0º a 20º
	Cónico Angulado (comp. Multi unit RP)	44301439	0º a 30º
	Cónico 10º STD/Maxi NO ROT/ROT	44302047	0º a 30º
	Cónico 10º Mini ROT	44302047	0º a 30º
	Cónico 30º STD/Maxi ROT	44302047	0º a 30º
	InHex 3,75/4,25 STD NO ROT/ROT	443010151	0º a 20º
	InHex 5,0 Maxi NO ROT/ROT	44302070	0º a 20º
Astra Tech	AstraTech 20º UniAbutment	44301452	0º a 20º
	AstraTech 45º UniAbutment	44301452	0º a 20º
Biomet 3i	3i Micro-Mini	44302070	0º a 30º
	3i Standard	44302070	0º a 30º
	3i 5,0	44302070	0º a 30º
	3i Certain 3,4 NO ROT/ROT	44301676	0º a 20º
	3i Certain 4,1 NO ROT	44301681	0º a 20º
	3i Certain 4,1 ROT	44301681	0º a 20º
	3i Certain 5,0 NO ROT	44301681	0º a 20º
	3i Certain 5,0 ROT	44301681	0º a 20º
	3i Certain 6,0 NO ROT	44301681	0º a 20º
	3i Certain 6,0 ROT	44301681	0º a 20º
Nobel Biocare	Nobel Replace 3,5 NP NO ROT/ROT	44301874	0º a 20º
	Nobel Replace 4,3 RP/5,0 WP/6,0 WP NO ROT/ROT	44302072	0º a 20º
	Nobel Active NP 3,5 NO ROT/ROT	44301676	0º a 20º
	Nobel Active RP 4,3/5,0 NO ROT/ROT	44302070	0º a 20º
	Brånemark System NP NO ROT/ROT	44301676	0º a 20º
	Multi-Unit Brånemark System WP ROT	44301841	0º a 20º
Straumann	Straumann RN 4.8 Tissue Level NO ROT/ROT	44302070	0º a 20º
	Straumann WN 6,5 Tissue Level NO ROT/ROT	44302070	0º a 20º
	Straumann Bone Level NC NO ROT/ROT	44301681	0º a 20º
	Straumann Bone Level RC NO ROT/ROT	44301681	0º a 20º
	Straumann SynOcta 4,8 RN NO ROT/ROT	44302047	0º a 20º
	Straumann Pilar Roscado TAN D4,6 ROT	44301439	0º a 30º
Zimmer / BioHorizons	Screw-Vent 3,5/4,5 NO ROT	44301857	0º a 20º
	Screw-Vent 3,5/4,5 ROT	44301857	0º a 20º
	Screw-Vent 5,7 NO ROT/ROT	44301857	0º a 20º

*Disponibles a la venta en nuestra plataforma online Genetic