

Plantilla control de fresas no RCD

Referencia	Descripción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
132020206	Fresa inicial marca 6mm																					
139016206	Fresa 2,0 helicoidal marca 6mm																					
139033306	Fresa 3,0 helicoidal marca 6 mm																					
139033336	Fresa 3,3 helicoidal marca 6 mm																					
139033386	Fresa 3,8 helicoidal marca 6 mm																					
139033436	Fresa 4,3 helicoidal marca 6 mm																					
139033476	Fresa 4,7 helicoidal marca 6 mm																					
139033326	Fresa 3,2 helicoidal hueso denso marca a 6mm																					
139033356	Fresa 3,5 helicoidal hueso denso marca a 6mm																					
139033406	Fresa 4,0 helicoidal hueso denso marca a 6mm																					
139033496	Fresa 4,9 helicoidal hueso denso marca a 6mm																					
13202020	Fresa inicial																					
13901620	Fresa 2,0 helicoidal																					
13903330	Fresa 3,0 helicoidal																					
13903333	Fresa 3,3 helicoidal																					
13903338	Fresa 3,8 helicoidal																					
13903343	Fresa 4,3 helicoidal																					
13903347	Fresa 4,7 helicoidal																					
13903332	Fresa 3,2 helicoidal hueso denso																					
13903335	Fresa 3,5 helicoidal hueso denso																					
13903340	Fresa 4,0 helicoidal hueso denso																					
13903349	Fresa 4,9 helicoidal hueso denso																					
13102040	Fresa avellanadora OSSEOUS																					
13102032	Fresa perfiladora 3,25 mm INHEX																					
13102037	Fresa perfiladora 3,6 mm INHEX																					
13102042	Fresa perfiladora 4,1 mm INHEX																					
13102049	Fresa perfiladora 4,85 mm INHEX																					
13104040	Fresa piloto Quattro																					
13104037	Fresa perfiladora Quattro 3,75																					
13104042	Fresa perfiladora Quattro 4,25																					

Se recomienda que después de 20 fresados de lecho de implante y sus correspondientes esterilizaciones tras cada cirugía, las fresas **no RCD** sean sustituidas para garantizar el filo de corte. Esta recomendación es orientativa y puede variar en función de la densidad del hueso; por favor cambie sus fresas en cuanto note que no fresan correctamente, aunque no haya llegado al número de usos recomendados.