


Próximamente



ticare^{v2}

Anticipa la **sensación** de estabilidad primaria



ESPIRA DE DOBLE ROSCA

Doble hilo que reduce a la mitad el tiempo de inserción, reduciendo así el calentamiento óseo.

ÁPICE MÁS EFICAZ

Gracias a un cono más apuntado que aporta estabilidad primaria adicional.

Aún mejor estabilidad primaria.

Menor tiempo de inserción.

Reduce aún más el traumatismo.

La esencia de **Ticare**, un diseño mejorado.
gapZero verificado siempre que se utilicen aditamentos Ticare



ticare

La esencia del diseño de Ticare:


Ticare, el implante libre de filtración bacteriana, con estudios que demuestran su éxito a largo plazo, con excelente mantenimiento de hueso marginal, y elevada estabilidad primaria y secundaria.

Las ventajas del diseño mejorado V_2



Optimización del comportamiento del implante a corto plazo

- ✓ Mejora la estabilidad primaria.
- ✓ Reduce el tiempo de inserción.
- ✓ Reduce el trauma térmico.
- ✓ Mejora el asentamiento al final de inserción.



HUESO DURO

- Mismo torque con la mitad de vueltas
- Reduce el tiempo de inserción
- Reduce el trauma térmico
- Detección clara del fin de la inserción del implante

HUESO BLANDO

- Estabilidad desde el comienzo de la inserción
- Torque final un 50% mayor